



تروليسيتي® - نظرة عامة على المعلومات الهامة.



أين يتم التخلص من العقار؟

- تخلص من قلم Trulicity® برمييه مع النفايات المنزلية العادية.



ما هو 1 - GLP وكيف يعمل عقار تروليسيتي®؟

- GLP-1 هو هرمون طبيعي يتم إفرازه عند تناول الطعام. وإذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني، فإن جسمك قد لا يُفرز كمية كافية منه.
- إنه يُخبر بنكرياسك بكمية الإنسولين التي ينبغي عليه إطلاقها بعد تناول الوجبة.
- هو قادر على الحد من كمية السكر التي تصل من كبدك إلى دمك.
- هو يخفض سرعة خروج الطعام من معدتك.
- هو قادر على خفض شهيتك (بالرغم من أن Trulicity® ليس منتج لخفض الوزن).
- قد تساعد هذه الآثار في خفض مستويات السكر في دمك. يحاكي ناهض مُستقبل GLP-1 هذا الأثر.

أين يتم الحقن؟

- يمكن أن يساعدك طبيبك في اختيار موضع الحقن المثالي لك.
- يمكنك حقن نفسك بالعقار في بطنك أو فخذك.
- يمكن لشخص آخر أن يصف لك الحقن في عضدك.
- يمكنك استخدام منطقة الجسم نفسها من أجل الحقن في كل أسبوع. ولكن احرص على تجنب الموضع ذاته.

أين يتم الحفظ؟

- احرص على حفظ القلم في التلاجة.
- إذا لم يكن التبريد متوفرًا لديك، يمكنك حفظ القلم في درجة حرارة الغرفة (أقل من 30°م) لمدة إجمالية تبلغ 14 يومًا.
- يمكنك الحصول على المعلومات الشاملة بشأن التخزين من النشرة الداخلية للعقار.


استخدام تروليسيتي® خطوة بخطوة.



3. اضغط وتبّت



2. ضع على الموضع وحرّر القفل



1. انزع الغطاء

- اضغط على زر الحقن الأخضر واثبت كذلك، وستسمع صوت كليك.
- استمر في الضغط على الجزء السفلي الشفاف من القلم بنبات اتجاه الجلد، حتى تسمع صوت كليك مرة ثانية. وهذا يحدث بعد حوالي 5 - 10 ثوانٍ، عندما ترجع الإبرة.
- ارفع القلم من موضع الحقن.

- ضع الجزء السفلي الشفاف من القلم على موضع الحقن في وضع مستو وثابت على جلدك.
- قم بتحرير القلم عن طريق لف حلقة التأمين.

- في حال لم يكن شكل الغطاء الرمادي كالغطاء في الصورة أعلاه:
- لا تستعمل القلم.
- احتفظ بالقلم وبالغطاء في مكان آمن واتصل بـ Lilly.
- استعمل قلم جديد.

- تحقق من أن قفل القلم معشوق.
- انزع الغطاء الرمادي.
- لا تعد وضع الغطاء. لا تُعد تركيب غطاء الحماية. قد يضر ذلك بالإبرة. لا تلمس الإبرة.
- بعد إزالتك للغطاء الرمادي، ينبغي أن يكون شكله كما في الصورة.

خدمتنا

يمكن إيجاد الفيديوهات حول الاستعمال البسيط وطريقة العمل (بلغات مختلفة) هنا (كلمة السر: Zucker):

شاهد الفيديوهات هنا

أو اتصل بنا هاتفياً على:

هاتف: 06172 - 273 22 22 الاثنين. - الجمعة الساعة 09:00 ص - 3:00 م
@ med_info@lilly.com



Lilly

Leben so normal wie möglich | www.lilly-pharma.de
www.lilly-diabetes.de

يُرجى الاطلاع على تعليمات الاستعمال للمزيد من المعلومات.